



bis zu
43%
sparen

servoLAB

LABORGERÄTE & LABORBEDARF



WIR DREHEN VOLL AUF

Mit smarten Deals zum Kennenlernen

1.

thinkpink
europe

Think Pink Edition



50,-
donation
per device



Sigma 1-14 Pink Edition*
Mikrozentrifuge, ungekühlt

Rotor 12094
Winkelrotor

- Mit jedem verkauften Gerät unterstützt Sigma Think Pink Europa im Kampf gegen Brustkrebs
- Max. Kapazität: 24 × 2 ml
- Max. Drehzahl: 14.800 min⁻¹
- Max. RZB: 16.163 x g

AKTIONS
PREIS

STATT 1.681,-

€ 950,-

2.

Sigma 2-7 Paket



Sigma 2-7
Tischzentrifuge, ungekühlt



Ausschwingrotor, 4-fach
für bis zu 24 × 15 ml

- Max. Drehzahl: 4.000 min⁻¹
- Max. RZB: 2.379 x g
- Winkel: 90°

Zentrifuge + 1 Rotor + 4 Becher

AKTIONS
PREIS

STATT 3.608,-

€ 2.390,-

3.

Sigma 1-16K Paket



Sigma 1-16K
Mikrozentrifuge, gekühlt
100–240 V, 50/60 Hz



Winkelrotor 12120

- Max. Kapazität: 24 × 2 ml
- Max. Drehzahl: 15.000 min⁻¹
- Max. RZB: 20.627 x g

..... ➤ **oder**



Winkelrotor 12180

- Max. Kapazität: 12 × 5 ml
- Max. Drehzahl: 15.000 min⁻¹
- Max. RZB: 20.124 x g

Zentrifuge + 1 Rotor

AKTIONS
PREIS

STATT 6.099,-

€ 3.950,-

4.

Sigma 4-5KL Pakete



Sigma 4-5KL
Tischzentrifuge, gekühlt



Ausschwingrotor, 4-fach
für bis zu 60 × 15 ml
oder 28 × 50 ml

- Max. Drehzahl: 4.700 min⁻¹
- Max. RZB: 4.643 x g

..... ➤ **oder**



Ausschwingrotor, 4-fach
für bis zu 148 klinische
Röhrchen

- Max. Drehzahl: 4.700 min⁻¹
- Max. RZB: 4.643 x g

Zentrifuge + 1 Rotor + 2x4 Adapter

AKTIONS
PREIS

STATT 13.615,-

€ 8.990,-

Dieses Angebot ist gültig bis auf Weiteres, solange der Vorrat reicht.

Neue Tel.-Nummer