



bis zu
43%
sparen

servoLAB

LABORGERÄTE & LABORBEDARF



DIE KLEINSTEN GANZ GROSS

Exklusive Deals für Mikrozentrifugen

1.



Think Pink Edition



50,-
donation
per device



Sigma 1-14 Pink Edition*
Mikrozentrifuge, ungekühlt

Rotor 12094
Winkelrotor

- Mit jedem verkauften Gerät unterstützt Sigma Think Pink Europa im Kampf gegen Brustkrebs
- Max. Kapazität: 24 × 2 ml
- Max. Drehzahl: 14.800 min⁻¹
- Max. RZB: 16.163 x g

STATT 1.681,-
AKTIONSPREIS € 950,-

2.

Sigma 1-14K Paket



Sigma 1-14K
Mikrozentrifuge, gekühlt

Rotor 12094
Winkelrotor

- Max. Kapazität: 24 × 2 ml
- Max. Drehzahl: 15.000 min⁻¹
- Max. RZB: 16.602 x g

STATT 4.359,-
AKTIONSPREIS € 2.650,-

3.

Sigma 1-16 Paket



Sigma 1-16
Mikrozentrifuge, ungekühlt
100-240 V, 50/60 Hz



Winkelrotor 12120

- Max. Kapazität: 24 × 2 ml
- Max. Drehzahl: 15.000 min⁻¹
- Max. RZB: 20.627 x g



oder

Winkelrotor 12180

- Max. Kapazität: 12 × 5 ml
- Max. Drehzahl: 15.000 min⁻¹
- Max. RZB: 20.124 x g



Zentrifuge + 1 Rotor
STATT 2.727,-
AKTIONSPREIS € 1.850,-

4.

Sigma 1-16K Paket



Sigma 1-16K
Mikrozentrifuge, gekühlt
100-240 V, 50/60 Hz



Winkelrotor 12120

- Max. Kapazität: 24 × 2 ml
- Max. Drehzahl: 15.000 min⁻¹
- Max. RZB: 20.627 x g



oder

Winkelrotor 12180

- Max. Kapazität: 12 × 5 ml
- Max. Drehzahl: 15.000 min⁻¹
- Max. RZB: 20.124 x g



Zentrifuge + 1 Rotor
STATT 6.099,-
AKTIONSPREIS € 3.950,-

Dieses Angebot ist bis zum 31.12.2025 gültig.